

Produktinformation



Weichschaumeinlage

Art-Nr.: 2137 / Hersteller: Ortho Einlagen Discounter



Rindlederdecke geprägt beige verklebt mit
Polster 3 mm PPT haut
und mit Unterbau Ferse verklebt
Weichschaumpelotte lose

Unterbau: THK 1,5 mm,
Korkfant 10 mm 3/4

Stanzmesser 114

verfügbare Optionen

Einlagengroessen

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47