

Produktinformation



PPX lachs 3 mm glatt kaschiert mit Plastazote grau 2 mm

Art-Nr.: 23024 / Hersteller: Ortho Einlagen Discounter



PPX lachs 3 mm glatt kaschiert mit Plastazote grau 2 mm

Verwendung: Bezugsmaterial für Decksohlen und Einlagenrohlinge ohne Decke und Polster

Das Material besteht aus 2 Schichten PPX lachs glatt/rau kaschiert mit Plastazote grau 2 mm

hochwertige Qualität

Vorteil: fertig kaschiertes Material, diabetikergeeignet, PPX mit Memoryeffekt, Plastazote bettendes Material