

Produktinformation



Finn Einlage

Art-Nr.: 2141 / Hersteller: Ortho Einlagen Discounter



Decke vegetabile Ziege anperforiert

1. Polster: PPX 3 mm rau/rau

2. Polster: PPT 3 mm rau/rau haut

Weichschaumpelotte

Mäx-Verstärkung 1,5 mm,

Unterbau 10 mm EVA 45° weiß lang durch

Stanzmesser Finn

verfügbare Optionen

Einlagengroessen

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47