

Produktinformation



Finn Einlage

Art-Nr.: 2142 / Hersteller: Ortho Einlagen Discounter



Decke vegetabile Ziege geprägt

- 1) 3 mm Polster PPT
 - 2) Weichschaumpelotte
 - 3) Plexkeil tansluzent
 - 4) 3 mm EVA 35° beige
- Verstärkung Mäx 1,5

5) Unterbau 10 mm EVA weiß 40° lang durch

Stanzmesser Finn

verfügbare Optionen

Einlagengroessen

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47