

Produktinformation



Ortho Plex Einlage Herren

Art-Nr.: 3146 / Hersteller: Ortho Einlagen Discounter



Decke: Leder hell chromfrei perforiert

Polster: PPT 1,5 mm

Decke mit Polster verklebt und mit Unterbau Ferse verklebt

Weichschaumpelotte lose

Orthoplexkeil

Unterbau: 3/4 lang carbonfaseroptik anthrazit

Stanzmesser 113

verfügbare Optionen

Einlagengroessen

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47