

Produktinformation



Dameneinlage

Art-Nr.: 3149 / Hersteller: Ortho Einlagen Discounter



Decke: Kunstleder kaschiert mit 1,5 mm PPX
Stanzmesser 230
transluzenter Plexkeil

Unterbau: 1 mm Korkfolie
Korkfolie mit Plexkeil Stanzmesser 230
verpresst decke mit Polster
auf Unterbau Ferse verklebt
Pelotte lose

verfügbare Optionen

Einlagengroessen

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47