


## Produktinformation



## Kork Leder Einlage Herr - Decke Ziegeleder geprägt

Art-Nr.: 1044 / Hersteller: Ortho Einlagen Discounter



Decke: Ziege komprimiert - gegerbt - geprägt  
kaschiert mit EVA beige 3 mm 30/35°  
Weichschaumpelotte

Unterbau: Kork

### verfügbare Optionen

#### Einlagengroessen

35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47