


## Produktinformation



### Ortho Soft X-treme beige 8 mm

---

Art-Nr.: 10095 / Hersteller: Ortho Einlagen Discounter



#### Ortho Soft X-treme beige 8 mm

Verwendung: Polstermaterial für die Orthopädienschuhtechnik und Orthopädietechnik

Das Material besteht aus gummiertem EVA-Material, thermoplastisch verformbar, gut schleifbar mit einer sehr hohen Polster- und Rückstellfähigkeit, hochwertige Qualität.

Vorteil: günstige Variante zu PPT