

Produktinformation



Ortho Plex Einlage Dame - Decke Rindfutterleder

Art-Nr.: 3194 / Hersteller: Ortho Einlagen Discounter



Ortho Plex Einlage Dame - Decke Rindfutterleder

Decke: Rindfutterleder kombiniert gegerbt geprägt
kaschiert mit EVA beige 3 mm 30/35°
Weichschaumpelotte
Plex Keil

Unterbau: 3/4 lang Paraskin

verfügbare Optionen

Einlagengroessen

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47