

Produktinformation



Kindereinlage langsohlig - Decke Ziege vegetabil geprägt

Art-Nr.: 4051 / Hersteller: Ortho Einlagen Discounter



Decke: Ziege vegetabil geprägt
Polster: 3 mm EVA weiß 30/35°
einfach MÄX Verstärkung
Unterbau: 3/4 lang Korkfant 10 mm

verfügbare Optionen

Kindereinlagengroessen

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37