


Produktinformation



Finneinlage - Decke PPi blau 3 mm

Art-Nr.: 2193 / Hersteller: Ortho Einlagen Discounter



Finneinlage - Decke PPT blau 3 mm

Decke: PPT blau 3 mm glatt/rau
kaschiert mit 3 mm Plastazote beige

Unterbau: mit THK, ohne Pelotte
Decke mit Polster verklebt und auf Unterbau Ferse verklebt
Weichschaumpelotte lose

verfügbare Optionen

Einlagengroessen

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47