


Produktinformation



Weichschaumeinlage

Art-Nr.: 2195 / Hersteller: Ortho Einlagen Discounter



Decke: Lycra kaschiert mit 3 mm PPX rau/rau

Polster: PPT beige 3 mm rau/rau

Weichschaumpelotte

1,5 mm THK Verstärkung

Unterbau: 10 mm EVA weiß 40/45°

flacher Pelottendruck

verfügbare Optionen

Einlagengroessen

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47