

Produktinformation



Diabetiker Einlage Finn Form

Art-Nr.: 2197 / Hersteller: Ortho Einlagen Discounter



Decke 1: PPX 3 mm Sichtseite glatt
Decke 2: PPT 6 mm beige aufrauen beidseitig
Decke 3: EVA 2 mm weiß 30°/35°
Weichschaumpelotte lose
THK 1,5 mm

Unterbau 10 mm EVA weiß 45°
Decken verklebt und auf Unterbau Ferse verklebt!

verfügbare Optionen

Einlagengroessen

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47