

Produktinformation



Kork-Leder Einlage

Art-Nr.: 1045 / Hersteller: Ortho Einlagen Discounter



Decke: Rindleder chromfrei geprägt

Polster: PPT 3 mm

Weichschaumpelotte

Verstärkung 1,5 mm Max ringsum ausgeschliffen

Unterbau: 10 mm Korkfant 3/4 lang mit flachem Pelottendruck

verfügbare Optionen

Einlagengroessen

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47