

## Produktinformation



## Weichschaumeinlage Herren

---

Art-Nr.: 2207 / Hersteller: Ortho Einlagen Discounter



Decke: Ziegennarbenspalt beige lackiert geprägt

Polster: 3 mm Ortho Soft Xtreme beige  
Weichschaumpelotte  
THK Verstärkung 1,5 mm

Unterbau: 10 mm EVA weiß 40°

### verfügbare Optionen

#### Einlagengroessen

36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47