

Produktinformation



Ortho Plex Einlage Herr

Art-Nr.: 3234 / Hersteller: Ortho Einlagen Discounter



Decke: Microfaser schwarz perforiert kaschiert mit EVA weiß 3 mm 35°
Fersenpolster PPT grün 3 mm keilförmig ausgeschliffen
Weichschaumpelotte

Unterbau: carbonfaseroptik anthrazit 3/4 lang
mit Ausstanzung Fersensporn

verfügbare Optionen

Einlagengroessen

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47