


Produktinformation



Dameneinlage Extra dÄ 7/4mm - Decke Ziege beige lackiert geprägt

Art-Nr.: 3250 / Hersteller: Ortho Einlagen Discounter



Decke: Ziege beige lackiert geprägt

Polster: Ortho Xtreme beige 2 mm

Decke mit Polster Ferse verklebt

Plexkeil transluzent

Unterbau: Viledon schwarz

verfügbare Optionen

Einlagengroessen

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47