

Produktinformation



thermoplastisch geformte Einlage Rigidus (einseitig) stützend hohes Längsgewölbbekontur

Art-Nr.: 3254 / Hersteller: Ortho Einlagen Discounter



thermoplastisch geformte Einlage Rigidus
(einseitig) stützend hohes Längsgewölbbekontur

komplet verklebt und geformt
Decke Microfaser schwarz
Pelotte
Fersenpolster
Zwischenlage Versteifungsmaterial
Kern glasfaserverstärktes Polyester
Unterbezug Carbon-Lining Delicatess schwarz

verfügbare Optionen

Einlagengroessen

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47