

Produktinformation



Ortho Plex Einlage Herr

Art-Nr.: 3266 / Hersteller: Ortho Einlagen Discounter



Decke: Ziege vegetabil geprägt

Polster: 3 mm PPT haut

Weichschaumpelotte

Orthoplexkeil rundes Loch mitte Ferse ausstanzen und Polster Xtreme 2 mm mit runden Stanzmesser ausstanzen.
Ausstanzung Ferse verklebt mit

Polster: 3 mm Ortho Soft X-treme

Unterbau: 3/4 lang 2 mm Kork

verfügbare Optionen

Einlagengroessen

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47