

Produktinformation



Ortho Plex Einlage Herr - Decke Kunstleder perfr. beige

Art-Nr.: 3268 / Hersteller: Ortho Einlagen Discounter



Decke: Kunstleder beige perforiert

Polster: 3 mm EVA weiß 30/35°
langsohliges Polster
Weichschaumpelotte
Ortho Plex Keil

Unterbau: Paraskin beige 3/4 lang

verfügbare Optionen

Einlagengroessen

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47