

Produktinformation



Ortho Soft X-treme beige 2 mm 15°

Art-Nr.: 10097 / Hersteller: Ortho Einlagen Discounter



Ortho Soft X-treme beige 2 mm 15°

Verwendung: Polstermaterial für die Orthopädieschuhtechnik und Orthopädietechnik

Das Material besteht aus gummiertem EVA-Material, thermoplastisch verformbar, gut schleifbar mit einer sehr hohen Polster- und Rückstellfähigkeit, hochwertige Qualität.

Vorteil: günstige Variante zu PPT