

## Produktinformation



## Weichschaumeinlage Decke EVA schwarz 4 mm perforiert

---

Art-Nr.: 2245 / Hersteller: Ortho Einlagen Discounter



**Decke:** EVA schwarz 4 mm perforiert

**Unterbau:** ohne THK weiß ohne Pelotte

Decke mit Unterbau Ferse verklebt  
Weichschaumpelotte lose

### verfügbare Optionen

#### Einlagengroessen

36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47