

Produktinformation



PPX 3 mm glatt/rau kaschiert mit PPT 3 mm rau/rau grün

Art-Nr.: 23034 / Hersteller: Ortho Einlagen Discounter



**PPX 3 mm glatt/rau kaschiert mit
PPT 3 mm rau/rau grün**

Verwendung: Bezugsmaterial für Decksohlen und Einlagenrohlinge ohne Decke und Polster

das Material besteht aus 2 Schichten PPX 3 mm glatt/rau kaschiert mit PPT 3 mm rau/rau grün

hochwertige Qualität

Vorteil: fertig kaschiertes Material, PPX mit Memoryeffekt, PPT rückstellfähig, diabetikergesund