

Produktinformation



PU Einlage mit innenliegendem Verstärkungskeil ohne Aussparung mit Pelotte Decke Rindleder hell chromfrei perf. mild kaschiert mit 1,5 mm EVA weiß • 25 Shore PU-Schaum Farbe weiß •

Art-Nr.: 5034 / Hersteller: Ortho Einlagen Discounter



PU Einlage mit innenliegendem Verstärkungskeil
ohne Aussparung mit Pelotte
Decke Rindleder hell chromfrei perf. mild
kaschiert mit 1,5 mm EVA weiß
25 Shore PU-Schaum Farbe weiß

verfügbare Optionen

Einlagengroessen

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47