


Produktinformation



PPX-Polstermaterial 3,0 mm (Original)

Art-Nr.: 10001 / Hersteller: Ortho Einlagen Discounter



**PPX-Polstermaterial
3,0 mm, Dia Salmone**

Maße: ca. 1000 x 1370 mm

Verwendung: hochwertiges Polstermaterial

Das Material wird überwiegend zur punktuellen Polsterung bei Vorfuß, Rückfuß, Fersensporn, offenen Stellen verwendet.

Das Material hat eine Memory-Eigenschaft und ist sehr gut schleifbar.

Vorteil: Einsatzgebiete Diabetiker, Profilakte, punktuelle Polsterung auch als durchgehende Polsterung verwendbar