


Produktinformation



PPX-Polstermaterial 6,0 mm (glatt / rau)

Art-Nr.: 19002 / Hersteller: Ortho Einlagen Discounter



PPX-Polstermaterial 6,0 mm, Dia Salmone

Maße: abweichend

Verwendung: hochwertiges Polstermaterial

Das Material wird überwiegend zur punktuellen Polsterung bei Vorfuß, Rückfuß, Fersensporn, offenen Stellen verwendet.

Das Material hat eine Memory-Eigenschaft und ist sehr gut schleifbar.

Vorteil: Einsatzgebiete Diabetiker, Profilakte, punktuelle Polsterung auch als durchgehende Polsterung verwendbar