

Produktinformation



Finn Einlage weiß•

Art-Nr.: 2027 / Hersteller: Ortho Einlagen Discounter

Image not readable or empty

2027_w.JPG
2027_w1.JPG

Image not readable or empty

2027_w1.JPG

Decke: EVA weiß 30° - 35° 6 mm,
THK 1,5 mm natur

Unterbau: EVA weiß 10 mm in 45°

verfügbare Optionen

Einlagengroessen

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47