


## Produktinformation



## **Mikrofaser schwarz perforiert, kaschiert mit 2 mm Thermosoft gelb 20 Shore**

---

Art-Nr.: 23011 / Hersteller: Ortho Einlagen Discounter



### **Mikrofaser schwarz perforiert, kaschiert mit 2 mm Thermosoft gelb 20 Shore**

Verwendung: Bezugsmaterial für Decksohlen und Einlagenrohlinge ohne Decke und Polster

Das Material besteht aus 2 Schichten Microfaser schwarz durchgelocht und Polster hochwertiges EVA-Material  
hochwertige Qualität

Vorteil: fertig kaschiertes Material