

Produktinformation



Weichschaumeinlage Herren Ziege vegetabil perforiert

Art-Nr.: 2036 / Hersteller: Ortho Einlagen Discounter



Decke: Ziegenleder vegetabil perforiert
Polster: 4 mm EVA weiß 35 Shore,
Weichschaumpelotte,
THK 1,5 mm,
Unterbau: EVA weiß 10 mm 45 Shore

verfügbare Optionen

Einlagengroessen

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47