

## Produktinformation



## **Microfaser hellgrau perforiert kaschiert mit 2 mm EVA weiß 30-35 Shore**

Art-Nr.: 23012 / Hersteller: Ortho Einlagen Discounter



### **Microfaser hellgrau perforiert kaschiert mit 2 mm EVA weiß 30-35 Shore**

Verwendung: Bezugsmaterial für Decksohlen und Einlagenrohlinge ohne Decke und Polster

Das Material besteht aus 2 Schichten Microfaser hellgrau durchgelocht und Polster hochwertiges EVA-Material  
hochwertige Qualität

Vorteil: fertig kaschiertes Material