


Produktinformation



PPT 3 mm blau kaschiert mit Plastazote haut 3 mm

Art-Nr.: 23013 / Hersteller: Ortho Einlagen Discounter



PPT 3 mm blau kaschiert mit Plastazote haut 3 mm

Verwendung: Bezugsmaterial für Decksohlen und Einlagenrohlinge ohne Decke und Polster

Das Material besteht aus 2 Schichten PPT 3mm blau glatt/rau kaschiert mit Plastazote haut 3 mm

hochwertige Qualität

Vorteil: fertig kaschiertes Material, PPT rückstellfähiges Material, Plastazote bettendes Material, diabetikergeeignet