

Produktinformation



Ortho Plex Herreneinlage - Decke Kalbleder perforiert

Art-Nr.: 3041 / Hersteller: Ortho Einlagen Discounter



Decke: Kalbleder beige perforiert

Polster: EVA wasserfarben beige 2 mm 30-35°,
Weichschaumpelotte,
Orthoplexkeil

Unterbau: EVA wasserfarben beige 2 mm - 3/4 lang 30-35°

verfügbare Optionen

Einlagengroessen

39
40
41
42
43
44
45
46