

Produktinformation



Orthoplex Einlage Herren Leder hell chromfrei perforiert mit Polster

Art-Nr.: 3039 / Hersteller: Ortho Einlagen Discounter



Leder hell chromfrei, perforiert

Polster: 2 mm EVA 35° weiß,
Weichschaumpelotte,
Orthoplexkeil

Unterbau: 3/4 lang,
Carbonfaseroptik anthrazit

verfügbare Optionen

Einlagengroessen

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49