


Produktinformation



PPX 1,5 mm glatt/rau

Art-Nr.: 19033 / Hersteller: Ortho Einlagen Discounter



PPX 1,5 mm glatt/rau

Maße: abweichend

Verwendung: hochwertiges Polstermaterial

Das Material wird überwiegend zur punktuellen Polsterung bei Vorfuß, Rückfuß, Fersensporn, offenen Stellen verwendet.

Das Material hat eine Memory-Eigenschaft und ist sehr gut schleifbar.

Vorteil: Einsatzgebiete Diabetiker, Profilakte, punktuelle Polsterung auch als durchgehende Polsterung verwendbar