

Produktinformation



Finn Einlage Decke Rindleder perforiert

Art-Nr.: 2093 / Hersteller: Ortho Einlagen Discounter



Finn Einlage

Decke Rindleder perforiert
Ortho Organic Art.-Nr. 11053
Polster 6 mm EVA weiß 35°
Weichschaumpelotte
THK 1,5 mm Verstärkung
Unterbau 10 mm EVA weiß
Decke mit Polster verklebt und auf Unterbau Ferse verklebt

verfügbare Optionen

Einlagengroessen

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47