

Produktinformation



Ortho Plex Einlage Damen, Decke Miotara glatt lose

Art-Nr.: 3069 / Hersteller: Ortho Einlagen Discounter



Decke: Microfaser Miotara glatt lose,
Weichschaumpelotte lose,
EVA 2 mm 30-35 Shore beige,
Plexkeil

Unterbau: 3/4 Paraskin

Plexkeil mit Unterbau komplett verklebt und EVA Polster nur Ferse verklebt.

verfügbare Optionen

Einlagengroessen

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47