

Produktinformation



Kork Leder Einlage - Herren

Art-Nr.: 1008 / Hersteller: Ortho Einlagen Discounter



Decke: Kalb chromfrei perforiert
kaschiert mit Polster 2 mm EVA 35° rosabeige
Decke mit Polster verklebt mit Unterbau
nur Ferse verklebt

Unterbau: Korkkeil
Weichschaumpelotte lose

verfügbare Optionen

Einlagengroessen

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47