

Produktinformation



EVA Wasserfarbe beige 2 mm 30-35A

Art-Nr.: 10043 / Hersteller: Ortho Einlagen Discounter



EVA wasserfarbe beige 2 mm 30 - 35°

Verwendung: Polstermaterial zum Beziehen von Einlagen und zur Herstellung von Decksohlen

Das Material besteht aus EVA-Material, thermoplastisch verformbar, gut schleifbar mit einer sehr hohen Polster- und Rückstellfähigkeit, hochwertige Qualität.

Vorteil: Farbenverlauf, thermoplastisch verformbar