

Produktinformation



EVA Wasserfarbe schwarz/grau 3 mm 30 - 35A

Art-Nr.: 10045 / Hersteller: Ortho Einlagen Discounter



EVA Wasserfarbe schwarz/grau 3 mm 30 - 35°

Verwendung: Polstermaterial zum Beziehen von Einlagen und zur Herstellung von Decksohlen

Das Material besteht aus EVA-Material, thermoplastisch verformbar, gut schleifbar mit einer sehr hohen Polster- und Rückstellfähigkeit, hochwertige Qualität.

Vorteil: Farbenverlauf, thermoplastisch verformbar