


Produktinformation



PPX Jade 6 mm

Art-Nr.: 10016 / Hersteller: Ortho Einlagen Discounter



PPX Jade 6 mm

Maße: 1000 x 1400 mm

Verwendung: hochwertiges Polstermaterial

Das Material wird überwiegend zur punktuellen Polsterung bei Vorfuß, Rückfuß, Fersensporn, offenen Stellen verwendet.

Das Material hat eine Memory-Eigenschaft und ist sehr gut schleifbar.

Vorteil: Einsatzgebiete Diabetiker, Profilakte, punktuelle Polsterung auch als durchgehende Polsterung verwendbar