


## Produktinformation



## Diabetiker Einlage Finn Form

---

Art-Nr.: 2112 / Hersteller: Ortho Einlagen Discounter



Decke 1: PPX 3 mm Sichtseite glatt  
Decke 2: PPT 6 mm beigeaufrauen beidseitig  
Decke 3: EVA 2 mm weiß 30°/35°  
Weichschaumpelotte  
THK 1,5 mm  
Unterbau: 10 mm EVA 45°

### verfügbare Optionen

#### Einlagengroessen

36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47