

Produktinformation



Microfaser schwarz kaschiert mit 2 mm EVA 35° schwarz

Art-Nr.: 23021 / Hersteller: Ortho Einlagen Discounter



Microfaser schwarz kaschiert mit 2 mm EVA 35° schwarz

Verwendung: Bezugsmaterial für Decksohlen und Einlagenrohlinge ohne Decke und Polster

Das Material besteht aus 2 Schichten Microfaser schwarz glatt und Polster hochwertiges EVA-Material.
hochwertige Qualität

Vorteil: fertig kaschiertes Material